

Anticorps Monoclonal Anti-Mmut Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P22033

Numéro d'article: CM0012352



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-MMUT de haute qualité, validé pour WB, IHC-P et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la fonction de la méthylmalonyl-CoA mutase dans la recherche métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-MMUT
Remarques/Alias	MCM ; MUT ; MMUT
Espèce	Humain
GeneID	4594
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de la MMUT humaine (P22033).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22033
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace