

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mnat1 Pour Wb, Ip, Elisa - P51948

Numéro d'article: CM0019080



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine MNAT1 (facteur d'assemblage MAT1/CDK7), adapté pour WB, IP et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme et la souris. Pour la recherche sur la régulation du cycle cellulaire et de la transcription. Poids de la protéine : 36 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MNAT1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MAT1; TFB3; CAP35; RNF66; MNAT1
Espèce	Humain
Identifiant de gène	4331
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-309 de la protéine humaine MNAT1 (NP_002422.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P51948
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace