

Anticorps Polyclonal Anti-Mnx1/Hb9/Hlxb9 Pour Wb Et Elisa - P50219

Numéro d'article: CM0021424

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur de transcription humain MNX1/HB9/HLXB9. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté aux études sur le développement des neurones moteurs et du pancréas.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MNX1/HB9/HLXB9 pAb de lapin
Remarques / Alias	HB9; HLXB9; SCRA1; HOXHB9; MNX1/HB9/HLXB9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3110
GeneID	3110
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 201-315 de la MNX1/HB9/HLXB9 humaine (NP_005506.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50219
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace