


Anticorps Monoclonal Anti-Mob1A/B Pour Wb, Elisa - Q9H8S9 / Q7L9L4

Numéro d'article: CM0004902



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant MOB1A/B humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Hippo et le cancer. Approvisionnement unique chez CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MOB1A/B AcM de lapin
Remarques/Alias	MOB1 ; MATS1 ; Mob4B ; C2orf6 ; MOBKL1B ; MABKL1B ; MOBKL1B ; MOB1A/B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55233/92597
GeneID	55233/92597
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de MOB1A/B humain (NP_060691.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H8S9 / Q7L9L4
Poids protéique	25 kDa
Expédition	Sac de glace