


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mob1A/Mob1B Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8S9 / Q7L9L4

Numéro d'article: CM0021390



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MOB1A/MOB1B, validé pour WB, IF/ICC et ELISA, avec une réactivité chez l'humain, la souris et le rat. Les protéines MOB1 sont des activateurs de la voie Hippo qui régulent la taille des organes et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MOB1A/MOB1B pAb de lapin
Remarques/Alias	MOB1A/MOB1B
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	55233/92597
ID du gène	55233/92597
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9H8S9/Q7I9L4
Expédition	Pack de glace