


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mob4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y3A3

Numéro d'article: CM0024968



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MOB4 humain, validé pour le Western blot, l'IHC-paraffine et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour étudier les fonctions du complexe STRIPAK dans la signalisation cellulaire et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin MOB4
Remarques/Alias	2C4D ; MOB1 ; MOB3 ; PHOCN ; PREI3 ; CGI-95 ; MOBKL3 ; MOB4
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	25843
ID du gène	25843
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-225 du MOB4 humain (NP_056202.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y3A3
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace