

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mobp Pour Wb Et Elisa - Q13875

Numéro d'article: CM0020795

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MOBP de haute qualité, validé pour les applications WB et ELISA. Réagit avec la MOBP humaine, murine et de rat, une protéine associée à la myéline impliquée dans la compaction de la gaine de myéline. Idéal pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MOBP Rabbit pAb
Remarques/Alias	MOBP
Espèce cible	Humain
ID du gène (Humain)	4336
ID du gène	4336
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-70 de la MOBP humaine (NP_891980.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13875
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace