

Anticorps Monoclonal Anti-Moesine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P26038

Numéro d'article: CM0009165



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la moésine humaine, validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude des protéines de la famille ERM, l'organisation du cortex cellulaire et la signalisation immunitaire. UniProt P26038.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Moesine Rabbit mAb
Remarques/Alias	HEL70; IMD50; Moesine
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4478
ID de gène	4478
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 400-500 de la MSN humaine (P26038).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26038
Poids moléculaire	68kDa
Expédition	Sac de glace