

Anticorps Polyclonal Anti-Moésine Pour Wb, Elisa - P26038

Numéro d'article: CM0024417



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la moésine humaine (MSN), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour étudier les protéines de la famille ERM et la régulation du cytosquelette d'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Moésine
Remarques/Alias	HEL70; IMD50; Moesin
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4478
GeneID	4478
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de la Moésine humaine (NP_002435.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P26038
Poids moléculaire protéique	68 kDa
Expédition	Sac de glace