

Anticorps Polyclonal Anti-Moésine Pour Wb, If/Icc, Elisa - P26038

Numéro d'article: CM0015088



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Moésine humaine (MSN), validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier les fonctions des protéines ERM dans l'organisation du cortex cellulaire, la régulation immunitaire et la dynamique du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Moésine Lapin
Remarques/Alias	HEL70 ; IMD50 ; Moésine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4478
GeneID	4478
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 458-557 de la Moésine humaine (NP_002435.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26038
Poids moléculaire protéique	68 kDa
Expédition	Sac de glace