

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mogs Pour Wb Et Elisa - Q13724

Numéro d'article: CM0013273

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin détecte le MOGS humain (mannosyl-oligosaccharide glucosidase, DER7/GCS1), d'environ 92 kDa, pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Excellent pour la recherche sur la dégradation des N-glycanes - Q13724.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MOGS Lapin pAb
Remarques/Alias	DER7; GCS1; CDG2B; CWH41; MOGS
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7841
ID de Gène	7841
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-320 du MOGS humain (NP_006293.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13724
Poids Protéique	92kDa
Expédition	Sac de glace