

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mok Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uq07

Numéro d'article: CM0022938

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MOK humain (RAGE-1), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation des kinases et la ciliogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MOK Rabbit pAb
Remarques/Alias	RAGE ; RAGE1 ; STK30 ; RAGE-1 ; MOK
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5891
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 du MOK humain (NP_055041.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UQ07
Poids moléculaire de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace