

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Monoamine Oxydase A (Maoa) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P21397

Numéro d'article: CM0009662



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Monoamine Oxydase A (MAOA) humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Il reconnaît les protéines humaines, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des neurotransmetteurs et la fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Monoamine Oxydase A (MAOA)
Remarques / Alias	BRNRS; MAO-A; Monoamine Oxydase A (MAOA)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4128
GeneID	4128
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 428 et 527 de la Monoamine Oxydase A (MAOA) humaine (P21397).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21397
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace