


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Monoamine Oxydase A (Maoa) Pour If/Icc, Elisa - P21397

Numéro d'article: CM0017498



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Monoamine Oxydase A (MAOA) humaine, validé pour IF/ICC et ELISA. Détecte la MAOA mitochondriale, une enzyme clé dans la dégradation des neurotransmetteurs. Convient pour la recherche en neurosciences et cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Monoamine Oxydase A (MAOA)
Remarques/Alias	BRNRS ; MAO-A ; Monoamine Oxydase A (MAOA)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4128
GeneID	4128
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 1-260 de la Monoamine Oxydase A humaine (NP_000231.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P21397
Poids moléculaire protéique	61 kDa
Expédition	Sac de glace