


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Monoamine Oxydase A (Maoa) Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P21397

Numéro d'article: CM0015490



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la monoamine oxydase A (MAOA) humaine pour Western blot, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études du métabolisme des neurotransmetteurs.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Monoamine Oxydase A (MAOA) pAb de lapin                                                                                                        |
| Remarques/Alias      | BRNRS; MAO-A; Monoamine Oxydase A (MAOA)                                                                                                       |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                         |
| GeneID (humain)      | 4128                                                                                                                                           |
| GeneID               | 4128                                                                                                                                           |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 260 de la Monoamine Oxydase A humaine (NP_000231.1) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                          |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                          |
| Applications         | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                            |
| SWISS                | P21397                                                                                                                                         |
| Poids de la protéine | 61 kDa                                                                                                                                         |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                   |