


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Monoamine Oxydase B (Maob) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P27338

Numéro d'article: CM0003799



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la Monoamine Oxydase B (MAOB) humaine. Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée avec la souris, le rat. Convient pour l'étude du métabolisme des neurotransmetteurs et la recherche sur les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Monoamine Oxydase B (MAOB)
Remarques/Alias	MAOB ; monoamine oxydase B ; Monoamine Oxydase B (MAOB)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4129
GeneID	4129
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la Monoamine Oxydase B (MAOB) humaine (P27338).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27338
Poids protéique	59 kDa
Expédition	Sac de glace