

## Anticorps Polyclonal Anti-Morf4L2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15014

Numéro d'article: CM0028878

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine MORF4L2, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude du complexe NuA4, de la régulation de la chromatine et des voies de réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | MORF4L2 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Remarques/Alias      | MRGX, MORFL2, MORF4L2                                                                                                                 |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                |
| ID de gène (Humain)  | 9643                                                                                                                                  |
| ID de gène           | 9643                                                                                                                                  |
| Immunogène           | Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-282 de la protéine humaine MORF4L2 (NP_001135890.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                 |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                 |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                     |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                   |
| SWISS                | Q15014                                                                                                                                |
| Poids de la protéine | 32 kDa                                                                                                                                |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                          |