

Abflo 647 Anticorps Monoclonal Anti-Cd107B (Lamp2) De Souris Pour Cytométrie En Flux - P17047

Numéro d'article: CM0008198



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ABflo 647 ciblant le CD107b (LAMP2) de souris, validé pour la cytométrie en flux. Réagit avec la souris. Idéal pour l'étude de la biogenèse des lysosomes, de l'autophagie et des voies de présentation des antigènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD107b de souris
Remarques/alias	Mac3 ; LGP-B ; CD107b ; Lamp-2 ; Lamp II ; Lamp-2a ; Lamp-2b ; Lamp-2c
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3920
GeneID	16784
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-189 du CD107b de souris (NP_001017959.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P17047
Poids moléculaire	46 kDa
Expédition	Avec sac de glace