

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd107B Pour La Cytométrie En Flux - P17047

Numéro d'article: CM0004911



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD107b de souris (LAMP-2). Validé pour la cytométrie en flux, cet anticorps contre la protéine membranaire lysosomale de 46 kDa permet la détection de l'expression du CD107b de souris. Idéal pour les études sur l'autophagie et les lysosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal Lapin anti-Souris CD107b
Remarques/Alias	Mac3 ; LGP-B ; CD107b ; Lamp-2 ; Lamp II ; Lamp-2a ; Lamp-2b ; Lamp-2c
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3920
GeneID	16784
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-189 du CD107b de souris (NP_001017959.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P17047
Poids moléculaire de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace