

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd112/Nectin-2 (Abflo 488) Pour Fc - P32507

Numéro d'article: CM0011382



Introduction

Anticorps monoclonal anti-souris CD112/Nectin-2 de lapin conjugué à l'Abflo 488 validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur la signalisation des lymphocytes T, l'immuno-oncologie et l'adhésion cellulaire dans des modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-souris CD112/Nectin-2 de lapin
Remarques / Alias	MPH; Pvr; Pvs; Cd112; Pvr12; nectine-2
Espèce	Souris
GeneID (humain)	5819
GeneID	19294
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32 à 345 de la CD112/Nectin-2 de souris (NP_033016.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réaction croisée	Souris
SWISS	P32507
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sachet isotherme réfrigéré