

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd112/Nectin-2 Pour Cytométrie En Flux - P32507

Numéro d'article: CM0008364



Introduction

Anticorps monoclonal anti-CD112/Nectin-2 de souris pour cytométrie en flux, ciblant le modulateur lymphocytaire T et la protéine d'adhésion cellulaire. Validé pour la souris, idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-souris CD112/Nectin-2
Remarques / Alias	MPH, Pvr, Pvs, Cd112, Pvrl2, nectin-2
Espèce	Souris
GeneID (humain)	5819
GeneID (souris)	19294
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-345 de CD112/Nectin-2 de souris (NP_033016.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P32507
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace