

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd117/C-Kit Pour Fc - P05532

Numéro d'article: CM0009291



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le récepteur CD117/c-Kit de souris pour la cytométrie en flux. Soutient la recherche en hématopoïèse et sur les cellules souches, proposé comme matière première IVD fiable.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-souris CD117/c-Kit mAb
Remarques/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3815
GeneID	16590
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-523 du CD117/c-Kit de souris (NP_001116205.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05532
Poids moléculaire	22kDa/108kDa/109kDa
Expédition	Sac de glace