

Anticorps Monoclonal Anti-Cd11A De Souris (Apc) Pour Cytométrie En Flux - P24063

Numéro d'article: CM0012810

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant CD11a de souris (chaîne alpha de LFA-1) pour la cytométrie en flux. Reconnaît une sous-unité de l'intégrine leucocytaire impliquée dans l'adhésion et les réponses immunitaires. Validé avec un immunogène recombinant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD11a de souris, lapin, APC
Remarques/alias	Cd11a ; LFA-1 ; Ly-15 ; Ly-21 ; (p180) ; LFA-1A
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3683
GeneID	16408
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 149 à 340 de CD11a de souris (NP_001240801.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P24063
Poids moléculaire	128 kDa
Expédition	Sac de glace