

## Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd11A Pour Cytométrie En Flux - P24063

Numéro d'article: CM0009265

### Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-souris CD11a conjugué à l'pour cytométrie en flux. Cible l'intégrine alpha-L (LFA-1), impliquée dans l'adhésion des leucocytes, la migration et la formation de la synapse immunitaire. Convient pour la recherche en immunologie et en inflammation.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | mAb Lapin anti-Souris CD11a                                                                                                        |
| Remarques/Alias     | Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A                                                                                         |
| Espèce              | Souris                                                                                                                             |
| ID de Gène (Humain) | 3683                                                                                                                               |
| ID de Gène (Souris) | 16408                                                                                                                              |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 149-340 du CD11a de souris (NP_001240801.1) |
| Source              | Lapin                                                                                                                              |
| Catégorie           | Anticorps Monoclonaux                                                                                                              |
| Application         | FC                                                                                                                                 |
| Réactivité Croisée  | Souris                                                                                                                             |
| SWISS               | P24063                                                                                                                             |
| Poids Protéique     | 128kDa                                                                                                                             |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                       |