


Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd11B (Biotine) Pour Cytométrie En Flux - P05555

Numéro d'article: CM0004150



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la biotine ciblant le CD11b de souris (Intégrine alpha-M, ITGAM) pour applications en cytométrie en flux (FC). Validé sur échantillons de souris, immunogène recombinant, poids moléculaire prédit 127 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD11b Biotiné
Remarques/Alias	CR3, CR3A, MAC1, Cd11b, Ly-40, Mac-1, Mac-1a, CD11b/CD18, F730045J24Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3684
GeneID	16409
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 143-337 de la souris CD11b (NP_032427.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05555
Poids moléculaire protéique	127kDa
Expédition	Sac de glace