


Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd11B Conjugué À Pour Cytométrie En Flux - P05555

Numéro d'article: CM0012723



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD11b, conjugué à , destiné à la cytométrie en flux. Validé pour la souris. Immunogène de protéine recombinante. Idéal pour l'étude de la fonction de l'intégrine alpha-M dans les monocytes, les macrophages et la microglie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-souris CD11b
Remarques / Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3684
GeneID (Souris)	16409
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 143-337 de CD11b de souris (NP_032427.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05555
Poids de la protéine	127kDa
Expédition	Sac de glace