


Anticorps Monoclonal Anti-Cd11B De Souris Pour Cytométrie En Flux - P05555

Numéro d'article: CM0005854



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la molécule CD11b (intégrine alpha-M) de souris, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le domaine extracellulaire. Convient aux études sur l'adhésion des leucocytes, la fonction des récepteurs du complément et l'activité microgliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rabbit anti-Mouse CD11b
Remarques / Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	3684
ID du gène	16409
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 143-337 de la CD11b de souris (NP_032427.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05555
Poids de la protéine	127kDa
Expédition	Sac de glace