


Anticorps Monoclonal Anti-Cd11B De Souris (Percp) Pour Cytométrie En Flux - P05555

Numéro d'article: CM0006080



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PerCP contre le CD11b de souris, validé pour la cytométrie en flux. Cible l'intégrine alpha-M (Mac-1), un récepteur d'adhésion des leucocytes. Adapté à la recherche immunologique. SWISS P05555.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PerCP de lapin anti-CD11b de souris
Remarques/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3684
GeneID	16409
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05555
Poids de la protéine	127kDa
Expédition	Sac de glace