

Ac Mab Anti-Cd11C De Souris Pour Fc - Q9Qxh4

Numéro d'article: CM0012248

Introduction

Anticorps monoclonal anti-CD11c de souris conjugué à , validé pour la cytométrie en flux (FC). Convient à l'étude de l'intégrine alpha-X dans l'adhésion des cellules immunitaires et les réponses inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Ac mAb anti-CD11c de souris
Remarques/Alias	Cr4 ; N418 ; Cd11c
Espèce	Souris
GenelD (humain)	3687
GenelD	16411
Immunogène	Protéine recombinante de CD11c de souris
Source	Hamster arménien
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9QXH4
Poids moléculaire de la protéine	129 kDa
Expédition	Sur sac de glace