

Anticorps Monoclonal Anti-Mouse Cd11C Pour Fc - Q9Qxh4

Numéro d'article: CM0010837

Introduction

Anticorps monoclonal anti-Mouse CD11c de Hamster arménien, validé pour la cytométrie en flux (FC). Cible l'intégrine alpha-X de souris, un récepteur d'adhésion clé dans les réponses immunitaires. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anti-Mouse CD11c mAb
Remarques/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	3687
ID de gène (Souris)	16411
Immunogène	Protéine recombinante de CD11c de souris
Source	Hamster arménien
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9QXH4
Poids moléculaire	129 kDa
Expédition	Sac de glace