

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd11C Pour Fc - Q9Qxh4

Numéro d'article: CM0008670

Introduction

Anticorps monoclonal de hamster arménien dirigé contre la protéine CD11c de souris (Intégrine alpha-X) validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît la protéine CD11c de souris ; immunogène recombinant. Idéal pour la recherche sur la réponse inflammatoire et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anti-CD11c de souris mAb
Remarques / Alias	Cr4; N418; Cd11c
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3687
GeneID	16411
Immunogène	Protéine recombinante de CD11c de souris
Source	Hamster arménien
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9QXH4
Poids de la protéine	129 kDa
Expédition	Sachet isotherme réfrigéré