

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd11C () Pour Cytométrie En Flux - Q9Qxh4

Numéro d'article: CM0006015

Introduction

Anticorps monoclonal anti-souris CD11c conjugué à l'(clone N418) validé pour la cytométrie en flux. Cible l'intégrine alpha-X, un marqueur des cellules dendritiques, pour l'analyse des cellules immunitaires de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anti-souris CD11c mAb
Remarques/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Espèce	Souris
GenelD (humain)	3687
GenelD	16411
Immunogène	Protéine recombinante de CD11c de souris
Source	Hamster Arménien
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9QXH4
Poids moléculaire	129kDa
Expédition	Sac de glace