


Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd122 Pour La Cytométrie En Flux - P16297

Numéro d'article: CM0011107



Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué , spécifique du CD122 de souris (sous-unité bêta du récepteur de l'IL-2). Validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier la signalisation de l'IL-2 et la fonction des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Rat anti-Souris CD122
Remarques/Alias	p70 ; CD122 ; IL15Rbeta ; IL-2Rbeta ; IL-15Rbeta ; IL-2/15Rbeta
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3560
GeneID	16185
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique dérivé du CD122 de souris.
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P16297
Poids moléculaire de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace