

Anticorps Monoclonal Anti-CD124/IL-4Ra De Souris Pour Cytométrie En Flux - P16382

Numéro d'article: CM0009485

Introduction

anticorps de lapin anti-CD124/IL-4Ra de souris validé pour la cytométrie en flux. Cible la chaîne alpha du récepteur de l'interleukine-4 de souris (UniProt P16382). Idéal pour les études sur la différenciation Th2, l'allergie et les IgE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD124/IL-4Ra de souris
Remarques/Synonyme	Il4r ; CD124
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	3566
ID du gène	16190
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-233 de CD124/IL-4Ra de souris (NP_001008700.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P16382
Poids moléculaire de la protéine	87 kDa
Expédition	Sac réfrigérant