

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd127/IL-7Rα () Pour Cytométrie En Flux - P16872

Numéro d'article: CM0004679



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant CD127/IL-7Rα de souris (UniProt P16872). Validé pour la cytométrie en flux. Spécifique de la souris, immunogène protéique recombinant, poids moléculaire de 51 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-souris CD127/IL-7Rα
Remarques / Alias	CD127; IL-7Ralpha
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	3575
ID du gène (Souris)	16197
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-239 de CD127/IL-7Rα de souris (NP_612564.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P16872
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sachet réfrigérant