

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd127/IL-7Rα Pour La Cytométrie En Flux - P16872

Numéro d'article: CM0011468



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD127 de souris (IL-7Rα) pour la cytométrie en flux (FC). Validé chez la souris, adapté à la recherche en immunologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD127/IL-7Rα
Remarques/Alias	CD127 ; IL-7Ralpha
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	3575
Identifiant du gène (Souris)	16197
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-239 du CD127/IL-7Rα de souris, NP_612564.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P16872
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace