


Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd130/Gp130 Pour Fc - Q00560

Numéro d'article: CM0008764



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD130/gp130 conjugué à l', destiné à la cytométrie en flux (FC). Cible la sous-unité bêta du récepteur de l'IL-6, permettant la recherche sur la signalisation cytokinique, la régulation immunitaire et l'inflammation. - Q00560.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-souris CD130/gp130 mAb
Remarques / Alias	CD130; gp130; D13Erttd699e; 5133400A03Rik
Espèce	Souris
Identifiant de gène (Humain)	3572
Identifiant de gène (Souris)	16195
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-617 de CD130/gp130 de souris (NP_034690.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q00560
Poids de la protéine	102 kDa
Expédition	Sac de glace