


Anticorps Monoclonal Anti-Cd130/Gp130 De Souris Pour Cytométrie En Flux - Q00560

Numéro d'article: CM0008992



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre CD130/gp130 de souris (SWISS Q00560), conjugué au colorant , pour la cytométrie en flux. Réagit avec la souris, l'immunogène correspond au domaine extracellulaire (aa 23-617).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD130/gp130 de souris
Remarques/Alias	CD130 ; gp130 ; D13Ert699e ; 5133400A03Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3572
GeneID	16195
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-617 de CD130/gp130 de souris (NP_034690.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q00560
Poids de la protéine	102 kDa
Expédition	Sac de glace