

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd138/Syndécane-1 () Pour Cytométrie En Flux - P18828

Numéro d'article: CM0009776

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD138/Syndécane-1 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le domaine extracellulaire, adapté à l'étude de l'adhésion cellulaire médiée par les protéoglycanes, de la biologie des exosomes et des voies de signalisation MSX1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD138/Syndécane-1 mAb
Remarques/Alias	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	6382
GeneID (Souris)	20969
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-255 du CD138/Syndécane-1 de souris (NP_035649.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18828
Poids moléculaire	33kDa
Expédition	Sac de glace