


Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd140B/Pdgfr Bêta Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P05622

Numéro d'article: CM0008923



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant CD140b/PDGFR bêta de souris pour cytométrie en flux. Adapté pour la recherche sur l'angiogenèse, le développement cardiovasculaire et la fibrose rénale. Validé sur échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anti-CD140b/PDGFR bêta mAb de souris (lapin, PE)
Remarques / Alias	Pdgfr ; CD140b ; PDGFR-1
Espèce cible	Souris
GeneID (Humain)	5159
GeneID	18596
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant à la séquence d'acides aminés 32 à 530 de CD140b/PDGFR bêta de souris (NP_032835.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05622
Poids de la protéine	123 kDa
Expédition	Sac de glace