

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd146 () Pour Cytométrie En Flux (Fc) - Q8R2Y2

Numéro d'article: CM0009184

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD146 validé pour la cytométrie en flux (FC). Cible le CD146/MUC18/gicerin de souris, ~71 kDa. Immunogène recombinant. Convient pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et le mélanome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD146
Remarques/Alias	CD146 ; CD149 ; Muc18 ; s-endo ; 1-gicerin ; s-gicerin
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	4162
Identifiant du gène	84004
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 24-563 du CD146 de souris (NP_075548.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8R2Y2
Poids moléculaire de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace