

Anticorps Monoclonaux Anti-Souris Cd150/Slam Pour Cytométrie En Flux - Q9Qum4

Numéro d'article: CM0011136

Introduction

Anticorps monoclonal conjugué de lapin anti-souris CD150/SLAM pour cytométrie en flux. Cible le membre 1 de la famille SLAM de souris, un récepteur de membrane cellulaire de 38 kDa impliqué dans la signalisation immunitaire. Réagit avec des échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD150/SLAM mAb
Remarques/Alias	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	6504
GeneID	27218
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-242 du CD150/SLAM de souris (NP_038758.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q9QUM4
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace