

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd161C/Nk1.1 Pour Cytométrie En Flux - P27814

Numéro d'article: CM0012264

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant CD161c/NK1.1 de souris pour la cytométrie en flux. Permet l'étude de la cytotoxicité des cellules natural killer et de la production d'interféron-gamma. Réagit avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD161c/NK1.1 mAb
Remarques / Alias	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKR-P1; Nk1.2; Klrb1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKR-P140; NKR-P1.9
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	3820
GenelD	17059
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 67-223 de CD161c/NK1.1 de souris (NP_001153376.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P27814
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sachet de glace