

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd161C/Nk1.1 () Pour Cytométrie En Flux - P27814

Numéro d'article: CM0012413

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué contre la souris CD161c/NK1.1 (P27814). Adapté à la détection par cytométrie en flux (FC) des cellules NK dans les études d'immunologie et d'immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-souris CD161c/NK1.1
Remarques/Alias	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKRP1; Nk1.2; Klrb1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKRP140; NKR-P1.9
Espèce	Souris
GenelD (humain)	3820
GenelD	17059
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 67-223 de la souris CD161c/NK1.1 (NP_001153376.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P27814
Poids protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace