

Anticorps Monoclonal Anti-Cd19 De Souris () Pour Cytométrie En Flux - P25918

Numéro d'article: CM0008152

Introduction

Anticorps monoclonal de haute qualité de lapin dirigé contre le CD19 de souris, directement conjugué à pour la cytométrie en flux (FC). Validé sur des échantillons de souris ; obtenu à partir d'un immunogène recombinant de CD19 de souris. Idéal pour les applications de recherche sur les cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD19 de souris
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	930
ID du gène	12478
Immunogène	Protéine recombinante de CD19 de souris.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P25918
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Pack réfrigérant