


Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd204 Pour Cytométrie En Flux - P30204

Numéro d'article: CM0005372



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD204 de souris (MSR1), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur le récepteur éboueur des macrophages dans l'athérosclérose, l'immunité innée et la formation des cellules spumeuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Lapin anti-souris CD204
Remarques/Alias	MSR ; SR-A ; Scvr ; MRS-A ; MSR-A ; SR-AI ; SR-AII ; Scara1
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	4481
Identifiant du gène	20288
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-458 du CD204 de souris (NP_001106797.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P30204
Poids moléculaire de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace