

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd215/Il-15R α () Pour If/Icc, Fc - Q60819

Numéro d'article: CM0009236



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' spécifique de la sous-unité alpha du récepteur de l'interleukine-15 (CD215/IL-15R α) de souris. Validé pour IF/ICC et FC, il permet la détection et l'analyse de la signalisation IL-15 dans des échantillons de souris. SWISS : Q60819, masse protéique de 28 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD215/IL-15R α mAb
Remarques / Alias	Il15ra
Espèce	Souris
ID gène (Humain)	3601
ID gène	16169
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-205 de CD215/IL-15R α de souris (NP_032384.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q60819
Masse protéique	28 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant