

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd215/Il-15R α Pour If/Icc, Fc - Q60819

Numéro d'article: CM0009560



Introduction

Anticorps monoclonal anti-souris CD215/IL-15R α de lapin conjugué à l' pour IF/ICC et cytométrie en flux. Spécifique de la souris ; l'immunogène correspond à la séquence aa33-205. Masse protéique de 28 kDa. Adapté aux études sur la signalisation du récepteur de l'IL-15.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-souris CD215/IL-15R α
Remarques / Alias	Il15ra
Espèce	Souris
Identifiant génique (Humain)	3601
Identifiant génique	16169
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q60819
Masse protéique	28 kDa
Expédition	Sac de glace