

Anticorps Monoclonal Anti-Cd22 De Souris () Pour Cytométrie En Flux - P35329

Numéro d'article: CM0010842

Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'allophycocyanine (APC) détecte spécifiquement le CD22 de souris (Siglec-2), un corécepteur inhibiteur des lymphocytes B, validé pour la cytométrie en flux dans le cadre de recherches en immunologie et sur les lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-CD22 de souris
Remarques/Alias	Lyb8 ; Lyb-8 ; A530093D23
Espèce	Souris
GeneID (humain)	933
GeneID	12483
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22 à 151 du CD22 de souris (NP_033975.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P35329
Poids de la protéine	89 kDa/93 kDa/97 kDa
Expédition	Pain de glace