

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd22 De Souris Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P35329

Numéro d'article: CM0011568

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD22 de souris (Siglec-2). Validé pour la cytométrie en flux, idéal pour la biologie des lymphocytes B, l'immunologie et la recherche en signalisation. Détecte le CD22 natif de surface.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD22 de souris
Remarques/Alias	Lyb8, Lyb-8, A530093D23
Espèce	Souris
GeneID (humain)	933
GeneID	12483
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-151 du CD22 de souris (NP_033975.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P35329
Poids moléculaire protéique	89kDa/93kDa/97kDa
Expédition	Sac de glace